

# JENIX 신장 . 체중 자동측정기

## 성능 CHECK-SHEET

검사일자 :       년       월       일

모델명 :

검 사 자 :   (주)동산제닉스



사용자 :

구 분		검사항목	기준치	검사결과		불량 조치	
				양 호	불 량		
외관검사		도장상태		○			
		조립상태		○			
		아답타상태		○			
성 능 검 사	작 동 검 사	체중부		○			
		신장부		○			
		표시부		○			
		T/S 변환기능		○			
	체 중 부	반복작용 오차 (5회반복)	±100g 이내		○		
		제품이동 오차	±100g 이내		○		
		편심 오차 (5회반복)	±200g 이내		○		
	신 장 부	반복작용 오차 (5회반복)	±0.1mm 이내		○		
제품이동 오차		±0.1mm 이내		○			
검사자 소견		<b>(정상) 양호</b>					